



Waarom moet ik mijn hoortoestel reinigen?

Om een goede werking van uw hoortoestel te garanderen, is **regelmatige reiniging noodzakelijk**. Doordat uw huid zweet en uw oren oorsmeer aanmaken, kunnen uw **microfoons en luidsprekers verstopt** raken. Ook kan wat verhard oorsmeer voor jeuk of irritatie zorgen. U reinigt best **wekelijks** de buitenkant van uw hoortoestel. Gelukkig kan dat al in enkele simpele stappen!

Beter horen begint bij een luisterend oor



Hoorexpert Brugge

Ruddershove 6, 8000 Brugge
T 050 33 62 29 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-wo: 9-12 u. / 13-17 u.
do: 9-12 u. / 15-17 u.
vr: 9-12 u. / 13-16 u.
za: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma-vr: 8-12 u. / 13-19 u.
za: 8-12 u.



Hoorexpert Oostkamp

Sint-Jozefsdreef 3, 8020 Oostkamp
T 050 17 01 78 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-vr: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma: 8-12 u. / 13-19 u.
di: 8-12 u. / 13-19 u.
wo: 8-12 u. / 13-17 u.
do: 8-12 u. / 14-17 u.
vr: 8-12 u. / 13-17 u.
za: 8-12 u.

De openingsuren kunnen afwijken tijdens de schoolvakanties.



Afspraak maken?
050 33 62 29 / 050 17 01 78
hoorexpert@de-kade.be
[hoorexpertdekade.be](http://www.hoorexpertdekade.be)

de Kade
Hoorexpert

Hoe reinig ik mijn
AHO-hoortoestel ?





AHO-toestel

Een AHO (achter-het-oor)-toestel is een hoortoestel dat bestaat uit een **oorstuk op maat, een plastieken buisje en het hoortoestel**. Om uw hoortoestel te reinigen volgt u best deze stappen:

Stap 1: toestel reinigen

Reinig de buitenkant van uw hoortoestel met een **zacht doekje** waar u wat **reinigingsspray** op spuit of met een reinigingsdoekje. Kuis de microfoons, de kleine openingen aan de zij- of bovenkant van uw hoortoestel, door deze zachtjes te borstelen.




Stap 2: oorstuk losmaken

Maak uw **oorstuk los** van uw hoortoestel. Dit doet u door de zachte plastieken tube voorzichtig van het hoortoestel te trekken. Leg hierbij zeker uw hoortoestel veilig aan de kant.

Stap 3: oorstuk reinigen

Leg uw **oorstuk** in een **badje**, een kom met een bruistablet en water, om uw oorstuk te reinigen en laat het een **halfuur weken**. Belangrijk is om uw hoortoestel zelf niet nat te maken, aangezien dit schade zou toebrengen aan uw apparaat.



Stap 4: oorstuk drogen

Haal uw oorstuk uit het water en dep het goed droog. Gebruik een blaaspeertje om het geluids- en ventilatiekanaal goed te drogen. Zorg ervoor dat uw oorstuk volledig droog is en zet het daarna terug op uw hoortoestel.

Extra stap

Indien u een hevige zweter bent, kan het geen kwaad om uw hoortoestel af en toe in een **droogdoos** te plaatsen met een oranje **droogtablet**. Sluit vervolgens de droogdoos goed af. Verliest de droogtablet zijn kleur, dan moet deze vervangen worden.

