



Waarom moet ik mijn hoortoestel reinigen?

Om een goede werking van uw hoortoestel te garanderen, is **regelmatige reiniging noodzakelijk**. Doordat uw huid zweet en uw oren oorsmeer aanmaken, kunnen uw **microfoons en luidsprekers verstopt** raken. Ook kan wat verhard oorsmeer voor jeuk of irritatie zorgen. U reinigt best **wekelijks** de buitenkant van uw hoortoestel. Gelukkig kan dat al in enkele simpele stappen!

Beter horen begint bij een luisterend oor



Hoorexpert Brugge

Ruddershove 6, 8000 Brugge
T 050 33 62 29 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-wo: 9-12 u. / 13-17 u.
do: 9-12 u. / 15-17 u.
vr: 9-12 u. / 13-16 u.
za: 9-12 u.


AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma-vr: 8-12 u. / 13-19 u.
za: 8-12 u.



Hoorexpert Oostkamp

Sint-Jozefsdreef 3, 8020 Oostkamp
T 050 17 01 78 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-vr: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma: 8-12 u. / 13-19 u.
di: 8-12 u. / 13-19 u.
wo: 8-12 u. / 13-17 u.
do: 8-12 u. / 14-17 u.
vr: 8-12 u. / 13-17 u.
za: 8-12 u.

De openingsuren kunnen afwijken tijdens de schoolvakanties.



Afspraak maken?
050 33 62 29 / 050 17 01 78
hoorexpert@de-kade.be
[hoorexpertdekade.be](http://www.hoorexpertdekade.be)



Hoe reinig ik mijn RIC-hoortoestel ?






RIC-toestel

Een RIC (receiver-in-canal/**luidspreker-in-het-oor**)-toestel bestaat uit een **hoortoestel met een fijn draadje** dat loopt naar een zacht plastieken dopje in de gehoorgang. Doorloop volgende stappen:


Stap 1: toestel reinigen

Reinig de buitenkant van uw hoortoestel met een **zacht doekje** waar u wat **reinigingsspray** op spuit of met een reinigungsdoekje. Kuis de microfoons (de kleine openingen aan de zij-/bovenkant van uw hoortoestel) door deze zachtjes te borstelen.





Stap 2: filter vervangen

Vervang vervolgens de filter in uw luidspreker. Maak eerst het plastieken dopje dat op uw luidspreker zit los. U controleert best **wekelijks** of deze filters moeten vervangen worden. Wanneer u minder begint te horen of als u ziet dat de filter verstopt zit, is het tijd om de filter te vervangen. U heeft een **Cerushieldfilter**. Deze acht filters zitten in een zwart schijfje.




Draai aan het schijfje totdat je een leeg vuilbakje (1) krijgt en een verse filter bij (2) ziet zitten.



Hierna klikt u de oude filter in het vuilbakje. Het is belangrijk dat u de luidspreker hierbij

loodrecht houdt. Trek vervolgens de luidspreker terug omhoog en controleer of de oude filter weg is.



Prik met de luidspreker in de nieuwe filter (2). Hou hem opnieuw loodrecht vast. Trek

de luidspreker er uit en controleer of de nieuwe filter geplaatst is. Plaats ten slotte het plastieken dopje terug.

Extra stap

Indien u een hevige zweter bent, kan het geen kwaad om uw hoortoestel af en toe in een **droogdoos** te plaatsen met een oranje **droogtablet**. Sluit vervolgens de droogdoos goed af. Verliest de droogtablet zijn kleur, dan moet deze vervangen worden.

